

华测检测认证集团股份有限公司
食品快速检测数据单

数据单编号：A2240746253101021C

第 1 页 共 3 页

样品信息

委托单位名称	深圳元初食品有限公司		
委托单位地址	深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道9988号大族科技中心1201		
工作单编号	/		
样品类别	蔬菜类、水果类、禽畜肉类、水产品类		
联系人	赖建树	联系电话	13332968826
生产商	/	生产日期	/
收样日期	2024年12月21日	检测日期	2024年12月21日
备注	/		

检测结果（定性）

序号	样品名称	样品编号	样品状态	样品量	检测项目	单位	检测结果	检出限	检测方法
1	小黄花鱼	FBQ05517308	完好	170g	恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）	μg/kg	阴性	100	胶体金免疫层析法
2	小黄花鱼	FBQ05517308	完好	170g	呋喃唑酮代谢物	μg/kg	阴性	0.5	胶体金免疫层析法
3	鲜切麻黄鸡	FBQ05517309	完好	450g	氟喹诺酮类	μg/kg	阴性	*	胶体金免疫层析法
4	粤西农家猪瘦肉	FBQ05517310	完好	250g	恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）	μg/kg	阴性	100	胶体金免疫层析法
5	有机上海青苗	FBQ05517311	完好	280g	毒死蜱	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
6	湖南软皮椒	FBQ05517312	完好	250g	噻虫胺	mg/kg	阴性	0.01	胶体金免疫层析法
7	湖南小香葱	FBQ05517313	完好	100g	克百威	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
8	菠菜苗	FBQ05517314	完好	250g	毒死蜱	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
9	菠菜苗	FBQ05517314	完好	250g	啉虫脒	mg/kg	阴性	0.2	胶体金免疫层析法
10	紫茄	FBQ05517315	完好	250g	噻虫胺	mg/kg	阴性	0.01	胶体金免疫层析法

11	有机绿豆芽	FBQ05517316	完好	200g	毒死蜱	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
12	供港四季豆	FBQ05517317	完好	300g	克百威	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
13	供港四季豆	FBQ05517317	完好	300g	噻虫胺	mg/kg	阴性	0.01	胶体金免疫层析法
14	供港长豆角	FBQ05517318	完好	250g	灭蝇胺	mg/kg	阴性	0.5	胶体金免疫层析法
15	供港长豆角	FBQ05517318	完好	250g	噻虫胺	mg/kg	阴性	0.01	胶体金免疫层析法
16	供港荷兰豆	FBQ05517319	完好	200g	克百威	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
17	供港香芹	FBQ05517320	完好	200g	毒死蜱	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
18	供港香芹	FBQ05517320	完好	200g	甲拌磷	mg/kg	阴性	0.01	胶体金免疫层析法
19	菲律宾香蕉	FBQ05517321	完好	200g	多菌灵	mg/kg	阴性	0.5	胶体金免疫层析法
20	广西砂糖桔原箱	FBQ05517322	完好	200g	多菌灵	mg/kg	阴性	0.5	胶体金免疫层析法
21	海南金煌芒	FBQ05517323	完好	200g	多菌灵	mg/kg	阴性	0.5	胶体金免疫层析法
以下空白									

备注:

1*氟喹诺酮类：环丙沙星：100 µg/kg；恩诺沙星：80 µg/kg；诺氟沙星：80 µg/kg；培氟沙星：80 µg/kg；达氟沙星（单诺沙星）：90 µg/kg；依诺沙星：100 µg/kg；氧氟沙星：100 µg/kg；洛美沙星：100 µg/kg；噁喹酸：90 µg/kg；氟甲喹：80 µg/kg；左氧氟沙星：90 µg/kg；帕珠沙星：100 µg/kg。

编制：黄朋

审核：张如芬

批准：钟淑英

日期：2024年12月21日

数据单结束



声明：

- 1.数据单无批准人签字、快速检测专用章，或经涂改，以及复印数据单未加盖红色快速检测专用章均视作无效；
- 2.未经本公司批准，不得部分复制本数据单；
- 3.样品信息由客户提供，本数据单检测结果仅对受检样品负责；
- 4.不得擅自使用检测结果进行不当宣传；

验证码：X3PN

华测检测认证集团股份有限公司

食品快速检测数据单

数据单编号：A2240746253101021C

第 3 页 共 3 页

- 5.如果对检测结果有异议，请于收到数据单时起四个小时内提出，逾期不予受理；
- 6.本数据单中的全部检测结果仅供企业内部科研、教学、质量控制、产品研发等目的使用。

